

ЛАБОРАТОРИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И

КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ И

ИММУНОЛОГИИ


Иммуноферментный анализ

(сокращённо **ИФА**, [англ.](#) *enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA*)

Биологический материал: сыворотка крови (другой биологический материал, если он указан в инструкции производителя).

Количество определений: 80 (набор рассчитан на 96 определений, из них 16 используется на построение калибровочной кривой).

Сайт:
Белкиантитела.рф
<https://belkiantitela.ru/>



Наборы реагентов для детекции BDNF

Организм: человек

Артикул	Наименование	Производитель
SCA011Hu	CLIA Kit for Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Организм: человек Диапазон определения: 27.4-20000 пг/мл Чувствительность: 11.2 пг/мл	Cloud-Clone Corp.
SEA011Hu	ELISA Kit for Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Организм: человек Диапазон определения: 0.156-10 нг/мл Чувствительность: 0.061 нг/мл	Cloud-Clone Corp.
KSA011Hu01	ELISA Kit DIY Materials for Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Организм: человек Диапазон определения: 0.156-10 нг/мл Чувствительность: 0.064 нг/мл	Cloud-Clone Corp.
LMA011Hu	Multiplex Assay Kit for Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Организм: человек Диапазон определения: 1.95-2000 пг/мл Чувствительность: 0.65 пг/мл	Cloud-Clone Corp.
RA011L-Hu	CLIA Kit for Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Организм: человек Диапазон определения: 27.4-20000 пг/мл Чувствительность: 11.2 пг/мл	USCN
RA011S-Hu	ELISA Kit for Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Организм: человек Диапазон определения: 0.156-10 нг/мл Чувствительность: 0.061 нг/мл	USCN
E01B0029	Human Brain Derived Neurotrophic Factor ELISA kit Организм: человек Диапазон определения: 50-1000 пг/мл	BlueGene

[КАТАЛОГ](#)[НАБОРЫ
РЕАГЕНТОВ](#)[ПЕРВИЧНЫЕ
АНТИТЕЛА](#)[ВТОРИЧНЫЕ
АНТИТЕЛА](#)[БЕЛКИ
И ПЕПТИДЫ](#)[БАЗА
ЗНАНИЙ](#)[БРЕНДЫ](#)[СПЕЦЗАКАЗ](#)

[Главная](#) → [Каталог](#) → [Наборы реагентов](#) → [ELISA Kit for Brain Derived Neurotrophic Factor \(BDNF\)](#)

ELISA Kit for Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) (SEA011Hu)

[SEA011Hu](#)[Пример инструкции](#)[PubMed \(25\)](#)[Посмотреть аналоги](#)



Организм: человек

Диапазон определения: 0.156-10 нг/мл

Чувствительность: 0.061 нг/мл

60780

Figure. Standard curve



Cloud-Clone Corp.

24T

48T

96T

96T x
5

- 1 +

60 450 ₽

Ближайшая поставка

30.10.26

Добавить в корзину

[ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)[ПУБЛИКАЦИИ](#)

Техническое описание

Документы






[Пример инструкции](#)

Ширина распределения моноцитов (MDW)


Выдается автоматически в рамках общего анализа крови (CBC) с дифференцировкой по лейкоцитам (Diff) для **взрослых пациентов в отделении неотложной помощи**




VCS 360: почти нативные характеристики клеточного состояния






Объем



Проводимость



Рассеивание



DxH 900 СЕПСИС. ПАРАМЕТР ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА – ОПЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ



Анализатор Beckman
Coulter DxH 900

EARLY SEPSIS INDICATOR

Monocyte Volume Distribution Width (**MDW**)

MO-Mean Volume-**SD**

	NE		LY		MO		EO	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
V	144	17.05	83	13.69	165	16.90	158	17.20
C	151	5.52	118	8.89	127	6.45	152	3.48
MALS	139	10.47	68	16.19	84	10.58	193	8.35
UMALS	139	10.87	68	17.71	94	10.85	207	8.62
LMALS	134	12.35	59	19.26	70	13.91	176	10.16
LALS	147	24.87	29	8.55	73	23.76	165	39.20
AL2	132	10.44	61	9.82	115	10.95	119	7.58

Ширина распределения моноцитов (MDW)
Возможность использования в НИР ЧГМА

Стоимость исследования

При нагрузке в
300 образцов/сут.

216,32 руб.

1 шт.

При нагрузке в
100 образцов/сут.

432,20 руб.

1 шт.

Выборка в 500 образцов
цена проекта:

108 160 руб.

216 100 руб.

Лучший объем выборки от 1000 образцов!!!!

Спасибо за внимание!